

HELPPOON DIABETEKSEN HOIDON HALLINTAAN

CareSens[®] N -verensokerimittari



Helppokäyttöisellä ja hellävaraisella CareSens[®] N -verensokerimittausjärjestelmällä diabeteksen hoito on entistä helpompaa. Mittauksen suorittamiseksi aseta testiliuska mittariin, tee ihopistos ja laita verinäyte, vain 0,5 mikrolitraa testiliuskalle. Valmis verensokeritulos valmistuu 5 sekunnissa näytteen asettamisesta CareSens N -testiliuskalle.

Diabeteksen hoidon helpottamiseksi CareSens N -mittariin voidaan merkitä aterian jälkeinen hälytystoiminto sekä kolme aikahälytystä. Hoidon seurantaan varten CareSens N -verensokerimittarissa on aterian jälkeen -merkintätoiminto sekä automaattinen laskenta 1, 7, 14, 30 ja 90 päivän tulosten keskiarvoista. USB-portin kautta mittari voidaan liittää tietokoneeseen ja tuloksia voi käsitellä helppokäyttöisellä **suomenkielisellä PC Care -ohjelmalla**.

Mittausalue 1,1–33,3 mmol/l. Maltoosi, laktoosi, galaktoosi ja ksyloosi eivät häiritse tuloksia. Mittarissa on muistipaikat 500 mittaus tulokselle.

- Ei koodausta
- Hellävarainen, näytemäärä vain 0,5 mikrolitraa
- Lyhyt mittausaika 5 sekuntia
- Liuskojen säilyvyys 24 kuukautta
- Suomenkielinen PC Care -ohjelma
- Hyvät hälytys- ja hoidonseurantatoiminnot



Ei koodausta



Lyhyt mittausaika




Pieni näytemäärä


Verensokerin mittaaminen Care Sens® N -mittarilla



1 Aseta testiliuska



2 Lisää verinäyte



3 Tulokset 5 sekunnissa



TUOTENUMEROT

Mediğin tuotenro	Tuote	Pakkaus-koko
1230666	CareSens N -verensokeritestiliuskat	50 kpl
1230667	CareSens N -kontrolliliuos A ja B	1 kpl
1230668	CareSens N -tiedonsiirtokaapeli	1 kpl
1230669	CareSens N -verensokerimittari aloituspakkaus	1 kpl

ALOITUSPAKKAUKSEN SISÄLTÖ:

- Care Sens N -verengluukoosimittari
- Soft Auto-lancet -lansettikynä
- 10 steriiliä lansettia
- Käyttöohjeet (suomi ja ruotsi)
- Pikakäyttöohje (suomi ja ruotsi)
- Tulosten seurantavihko
- Säilytyspussi
- Care Sens N -testiliuskat (10 kpl)
- Paristot



LISÄTIEDOT

Heikki Hirvasniemi, tuotepäällikkö
puh. 020 112 1632, heikki.hirvasniemi@mediq.com

TILAUKSET

Mediq Suomi Oy, PL 115, 02201 Espoo, Puhelin 020 112 1510
Faksi 020 112 1511, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi

